



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@ dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.В. Магалецька
№1 (підпис)

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 14 " 12 2021 року

№ 12.2-18-1/ 22129

Об'єкт експертизи: Інструменти стоматологічні ручні в асортименті згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 32.5-32949840-003:2020 «Інструменти стоматологічні ручні. Технічні умови» зі змінами № 1; № 2:2021

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул: 32.50.11-50

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для використання у стоматологічній практиці; оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «СТАЛЕКС», адреса дислокації виробництва: Україна, 62360, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Вільшани, вул. Центральна, буд. 78, код ЄДРПОУ 32949840

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «СТАЛЕКС», Україна, 62360, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Вільшани, вул. Центральна, буд. 78, код за ЄДРПОУ 32949840

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу, не повинен мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки; міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/дм³, мідь - 1,0; цинк -1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001; залізо-0,3; алюміній -0,5, ртуть – 0,005; ефективна питома активність ПРН не більше 370 Бк/кг відповідно до Інструкції № 880-71 "Інструкція по

санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленних из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами", МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009; НРБУ - 97 «Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Інструменти стоматологічні ручні в асортименті згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 32.5-32949840-003:2020 «Інструменти стоматологічні ручні. Технічні умови» зі змінами № 1; № 2:2021

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 5147 від 21.10.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

Коеза

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" "12" 2021 року

№ 12.2-18-1/ 22129

№	Артикул	Назва виробу українською мовою
1.	TDI-40/t1-b25	Гладилка-штопфер (куля) TYPE 7
2.	TDI-40/t1-b15	Гладилка-штопфер (куля) TYPE 8
3.	TDI-40/t1-b10	Гладилка-штопфер (куля) TYPE 9
4.	TDI-40/t1-c15	Гладилка-штопфер (крапля) TYPE 10
5.	TDI-40/t1-c10	Гладилка-штопфер (крапля) TYPE 11
6.	TDI-40/k5-c10	Гладилка-штопфер (крапля) TYPE 12
7.	DDI-10/s3	Зонд діагностичний TYPE 6 (односторонній)
8.	TDI-50/b10-15	Штопфер двосторонній (куля) TYPE 6
9.	TDI-50/c10-12	Штопфер двосторонній (циліндричний) TYPE 4
10.	TDI-50/c18-15	Штопфер двосторонній (циліндричний) TYPE 5
11.	SIM-80/10	Лоток для стерилізації TYPE 4 (10 інструментів)
12.	SIM-80/20	Лоток для стерилізації TYPE 6 (20 інструментів)
13.	SIM-80/7	Лоток для стерилізації інструменту TYPE 2
14.	SIM-80/8	Лоток для стерилізації інструменту TYPE 3
15.	SIM-80/18	Лоток для стерилізації інструменту TYPE 5
16.	SIM-80/b/01	Бокс для стоматологічних борів TYPE 1
17.	SIM-80/b/02	Бокс для стоматологічних борів TYPE 2
18.	SIM-80/b/03	Стерилізатор для борів і ендодонт-файлів TYPE 3
19.	SIM-80/c/5	Касета для стерилізації (5 інструментів)
20.	SIM-80/c/7	Касета для стерилізації (7 інструментів)
21.	SIM-80/c/8	Касета для стерилізації (8 інструментів)
22.	SIM-80/c/10	Касета для стерилізації (10 інструментів)
23.	SIM-80/c/20	Касета для стерилізації (20 інструментів)
24.	SIM-A/mix	Кільця для маркування TYPE 1
25.	SIM-A/02	Кільця для маркування TYPE 2
26.	SIM-A/03	Кільця для маркування TYPE 3
27.	SIM-A/04	Кільця для маркування TYPE 4
28.	SIM-A/05	Кільця для маркування TYPE 5
29.	SIM-A/06	Кільця для маркування TYPE 6
30.	SIM-A/07	Кільця для маркування TYPE 7
31.	PDI-10/2	Зонд для фуркації TYPE 2
32.	DDI-10/p6	Зонд пародонтальний TYPE 7 (крок 3 мм (mm))
33.	DDIE-10/p6	Зонд пародонтальний TYPE 7 (шкала 3 мм (mm))
34.	DDI-10/p7	Зонд пародонтальний TYPE 8 (шкала 0,5 мм (mm))
35.	DDIE-01/01	Ручка для дзеркала стоматологічного з лінійкою
36.	DDIE-01/02	Ручка для фіксації файлів
37.	DDI-30/s	Екскатор стоматологічний TYPE 1 (круглий)
38.	DDIE-30/s	Екскатор стоматологічний мікро TYPE 1
39.	TDI-30/04	Екскатор стоматологічний TYPE 4
40.	TDI-30/05	Екскатор стоматологічний TYPE 5
41.	DDIE-10/01	Зонд ендодонтичний TYPE 1
42.	DDIE-10/02	Зонд ендодонтичний TYPE 2
43.	DDIE-10/03	Зонд ендодонтичний TYPE 3
44.	DDIE-10/04	Експлорер ендодонтичний TYPE 4
45.	DDIE-10/05	Експлорер ендодонтичний TYPE 5
46.	DDIE-10/06	Експлорер ендодонтичний TYPE 6
47.	DDIE-20/01	Пінцет ендодонтичний TYPE 1
48.	DDIE-20/02	Пінцет ендодонтичний TYPE 2
49.	TDIE-30/01	Екскатор для усть кореневих каналів
50.	TDIE-90/01	Ендоплагер TYPE 1
51.	TDIE-90/02	Ендоплагер TYPE 2
52.	TDIE-90/03	Ендоплагер TYPE 3
53.	TDIE-90/04	Ендоплагер TYPE 4
54.	TDIE-90/05	Ендоплагер TYPE 5
55.	TDIE-90/06	Ендоплагер TYPE 6
56.	DDIE-101/01	Інструмент ендодонтичний TYPE 1
57.	DDIE-101/02	Інструмент ендодонтичний TYPE 2
58.	DDIE-101/03	Інструмент ендодонтичний TYPE 3



ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ

59.	DDIE-101/04	Інструмент ендодонтичний TYPE 4
60.	DDI-10/s4	Зонд діагностичний TYPE 9
61.	DDI-10/s5	Зонд діагностичний TYPE 10
62.	TDI-60/5	Інструмент для моделювання TYPE 5
63.	TDI-60/6	Інструмент для моделювання TYPE 6
64.	TDI-60/7	Інструмент для моделювання TYPE 7
65.	TDI-91/01	Пакер TYPE 1
66.	TDI-91/02	Пакер TYPE 2
67.	TDI-91/03	Пакер TYPE 3
68.	PDI-11/1	Скейлер TYPE 1
69.	PDI-11/2	Скейлер TYPE 2
70.	PDI-11/3	Скейлер TYPE 3
71.	PDI-11/4	Скейлер TYPE 4
72.	PDI-11/5	Скейлер TYPE 5
73.	PDI-11/6	Скейлер TYPE 6
74.	PDI-11/7	Скейлер TYPE 7
75.	PDI-12/1	Кюрета універсальна TYPE 1
76.	PDI-12/2	Кюрета універсальна TYPE 2
77.	PDI-12/3	Кюрета універсальна TYPE 3
78.	PDI-12/4	Кюрета універсальна TYPE 4
79.	PDI-12/5	Кюрета універсальна для фронтальної області
80.	PDI-12/6	Кюрета універсальна для премолярів
81.	PDI-12/7	Кюрета універсальна для молярів
82.	PDI-12Gs-1/2	Кюрета Грейсі Standart 1-2
83.	PDI-12Gs-3/4	Кюрета Грейсі Standart 3-4
84.	PDI-12Gs-5/6	Кюрета Грейсі Standart 5-6
85.	PDI-12Gs-7/8	Кюрета Грейсі Standart 7-8
86.	PDI-12Gs-9/10	Кюрета Грейсі Standart 9-10
87.	PDI-12Gs-11/12	Кюрета Грейсі Standart 11-12
88.	PDI-12Gs-13/14	Кюрета Грейсі Standart 13-14
89.	PDI-12Gs-15/16	Кюрета Грейсі Standart 15-16
90.	PDI-12Gs-17/18	Кюрета Грейсі Standart 17-18
91.	PDI-12Ga-1/2	Кюрета Грейсі After 1-2
92.	PDI-12Ga-3/4	Кюрета Грейсі After 3-4
93.	PDI-12Ga-5/6	Кюрета Грейсі After 5-6
94.	PDI-12Ga-7/8	Кюрета Грейсі After 7-8
95.	PDI-12Ga-11/12	Кюрета Грейсі After 11-12
96.	PDI-12Ga-13/14	Кюрета Грейсі After 13-14
97.	PDI-12Ga-15/16	Кюрета Грейсі After 15-16
98.	PDI-12Ga-17/18	Кюрета Грейсі After 17-18
99.	PDI-12Gmini-1/2	Кюрета Грейсі Mini 1-2
100.	PDI-12Gmini-3/4	Кюрета Грейсі Mini 3-4
101.	PDI-12Gmini-5/6	Кюрета Грейсі Mini 5-6
102.	PDI-12Gmini-7/8	Кюрета Грейсі Mini 7-8
103.	PDI-12Gmini-11/12	Кюрета Грейсі Mini 11-12
104.	PDI-12Gmini-13/14	Кюрета Грейсі Mini 13-14
105.	PDI-12Gmini-15/16	Кюрета Грейсі Mini 15-16
106.	PDI-12Gmini-17/18	Кюрета Грейсі Mini 17-18
107.	PDI-12Gmicro-1/2	Кюрета Грейсі Micro 1-2
108.	PDI-12Gmicro-7/8	Кюрета Грейсі Micro 7-8
109.	PDI-12Gmicro-11/12	Кюрета Грейсі Micro 11-12
110.	PDI-12Gmicro-13/14	Кюрета Грейсі Micro 13-14
111.	PDI-12t-mini/1/2	Титанова кюрета Mini 1-2
112.	PDI-12t-mini/3/4	Титанова кюрета Mini 3-4
113.	PDI-12t-mini/5/6	Титанова кюрета Mini 5-6
114.	PDI-12t-mini/7/8	Титанова кюрета Mini 7-8
115.	PDI-12t-mini/11/12	Титанова кюрета Mini 11-12
116.	PDI-12t-mini/13/14	Титанова кюрета Mini 13-14
117.	PDI-12t-mini/15/16	Титанова кюрета Mini 15-16
118.	PDI-12t-mini/17/18	Титанова кюрета Mini 17-18
119.	PDI-12Ts-1/2	Титанова кюрета Standart 1-2
120.	PDI-12Ts-3/4	Титанова кюрета Standart 3-4
121.	PDI-12Ts-5/6	Титанова кюрета Standart 5-6
122.	PDI-12Ts-7/8	Титанова кюрета Standart 7-8



ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ

123.	PDI-12Ts-9/10	Титанова кюрета Standart 9-10
124.	PDI-12Ts-11/12	Титанова кюрета Standart 11-12
125.	PDI-12Ts-13/14	Титанова кюрета Standart 13-14
126.	PDI-12Ts-15/16	Титанова кюрета Standart 15-16
127.	PDI-12Ts-17/18	Титанова кюрета Standart 17-18
128.	PDI-11t-1/2	Скейлер титановий для імплантів 1-2
129.	PDI-11t-7/8	Скейлер титановий для імплантів 7-8
130.	PDI-11t-11/12	Скейлер титановий для імплантів 11-12
131.	PDI-11t-13/14	Скейлер титановий для імплантів 13-14
132.	PDI-11t-5	Скейлер титановий для імплантів
133.	PDI-12t-mini/1/2	Титанова кюрета Mini 1-2
134.	PDI-12t-mini/3/4	Титанова кюрета Mini 3-4
135.	PDI-12t-mini/5/6	Титанова кюрета Mini 5-6
136.	PDI-12t-mini/7/8	Титанова кюрета Mini 7-8
137.	PDI-12t-mini/11/12	Титанова кюрета Mini 11-12
138.	PDI-12t-mini/13/14	Титанова кюрета Mini 13-14
139.	PDI-12t-mini/15/16	Титанова кюрета Mini 15-16
140.	PDI-12t-mini/17/18	Титанова кюрета Mini 17-18
141.	PDI-10/1-p6	Зонд пародонтальний (двосторонній)
142.	PDI-10/4	Експлорер
143.	PDI-10/7	Експлорер
144.	PDI-10/6	Зонд пародонтальний
145.	TDIO-27/01	Емалевий ніж медіальний
146.	TDIO-27/02	Емалевий ніж дистальний
147.	TDIO-27/03	Емалевий ніж
148.	TDIO-27/04	Емалевий ніж
149.	TDIO-27/05	Емалевий ніж
150.	TDIO-27/06	Емалевий ніж
151.	TDIO-27/07	Емалевий ніж
152.	TDIO-27/08	Емалевий ніж
153.	TDIO-92 /01	Коронкознімач
150	TDIO-92 /02	Коронкознімач
151	TDIO-92 /03	Коронкознімач
152	TDIO-92 /04	Коронкознімач
153	SDI-01/01	Ручка для лез класична
154	SDI-01/02	Ручка для лез, кругла
155	SDI-01/03	Ручка для лез, кутова
156	SDI-01/04	Ручка для лез, кругла для 2-х лез
157	SDI-01/05	Ручка для мікролезв'їв і мікродзеркал
158	SDI-01/06	Ручка скальпеля
159	SDI-01/07	Ручка скальпеля
160	SDI-01/08	Ручка кругла для мікролезв'їв і мікродзеркал
161	SDI-55Ke/s	Затискач Kelly, прямий
162	SDI-55Ke/c	Затискач Kelly, вигнутий
163	SDI-55HM/c	Затискач Halsted Mosquito, вигнутий
164	SDI-55HM/s	Затискач Halsted Mosquito, прямий
165	SDI-55/c	Затискач хірургічний, вигнутий
166	SDI-55/s	Затискач хірургічний, прямий
167	SDI-55A/s	Затискач Adson, прямий
168	SDI-55A/c	Затискач Adson, вигнутий
169	SDI-55H/c	Затискач Hartman, вигнутий
170	SDI-55H/s	Затискач Hartman, прямий
171	SDI-55Ko/c	Затискач Kocher хірургічний, вигнутий
172	SDI-55KeR/c	Затискач Kelly-Rankin, вигнутий
173	SDI-55KeR/s	Затискач Kelly-Rankin, прямий



ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ

174	SDI-55RP/c	Затискач Rochester-Pean, вигнутий
175	SDI-23He/s/01	Елеватор Heidbrink, прямий TYPE 1
176	SDI-23He/s/02	Елеватор Heidbrink, прямий TYPE 2
177	SDI-23He/s/03	Елеватор Heidbrink, прямий TYPE 3
178	SDI-23He/s/04	Елеватор Heidbrink, прямий TYPE 4
179	SDI-23He/01/L	Кореневий елеватор Heidbrink, лівий TYPE 1
180	SDI-23He/01/R	Кореневий елеватор Heidbrink, правий TYPE 1
181	SDI-23He/02/L	Кореневий елеватор Heidbrink, лівий TYPE 2
182	SDI-23He/02/R	Кореневий елеватор Heidbrink, правий TYPE 2
183	SDI-23Ho/s	Кореневий елеватор Howard, прямий
184	SDI-23Ho/01/L	Кореневий елеватор Howard, лівий TYPE 1
185	SDI-23Ho/01/R	Кореневий елеватор Howard, правий TYPE 1
186	SDI-23Ho/02/L	Кореневий елеватор Howard, лівий TYPE 2
187	SDI-23Ho/02/R	Кореневий елеватор Howard, правий TYPE 2
188	SDI-23S/01	Елеватор Stout для 3-їх молярів, плоский TYPE 1
189	SDI-23S/02	Елеватор Stout для 3-їх молярів, увігнутий TYPE 2
190	SDI-23W/01/L	Елеватор з Т-подібною ручкою Winter, лівий TYPE 1
191	SDI-23MM/01	Елеватор MacMillan TYPE 1
192	SDI-23MM/02	Елеватор MacMillan TYPE 2
193	SDI-23MM/03	Елеватор MacMillan TYPE 3
194	SDI-23MM/04	Елеватор MacMillan TYPE 4
195	SDI-23/01/01/L	Кореневий елеватор, для коренів нижніх молярів, лівий TYPE 1
196	SDI-23/01/01/R	Кореневий елеватор, для коренів нижніх молярів, правий TYPE 1
197	SDI-23/02/L	Елеватор лівий
198	SDI-23/02/R	Елеватор правий
199	SDI-23/03/s	Кореневий елеватор, прямий
200	SDI-23/03/c	Кореневий елеватор, вигнутий
201	SDI-23A/01	Кореневий елеватор Arexo TYPE 1
202	SDI-23A/02	Кореневий елеватор Arexo TYPE 2
203	SDI-23A/03	Кореневий елеватор Arexo TYPE 3
204	SDI-23A/L	Кореневий елеватор Arexo, лівий
205	SDI-23A/R	Кореневий елеватор Arexo, правий
206	SDI-23MA/L	Кореневий елеватор Miller-Arexo, лівий
207	SDI-23MA/R	Кореневий елеватор Miller-Arexo, правий
208	SDI-23MA/01	Кореневий елеватор Miller-Arexo TYPE 1
209	SDI-23MA/02	Кореневий елеватор Miller-Arexo TYPE 2
210	SDI-23/04	Елеватор з зубчиками
211	SDI-23S/03/01	Кореневий елеватор Seldin TYPE 1
212	SDI-23S/03/02	Кореневий елеватор Seldin TYPE 2
213	SDI-23S/02/L	Елеватор Seldin (для 3-їх молярів, лівий)
214	SDI-23S/02/R	Елеватор Seldin (для 3-їх молярів, правий)
215	SDI-23P/L	Елеватор Potts (для 3-їх верхніх молярів, лівий)
216	SDI-23P/R	Елеватор Potts (для 3-їх верхніх молярів, правий)
217	SDI-23/05/01	Елеватор TYPE 1 (для верхніх 3-їх молярів)
218	SDI-23/05/02	Елеватор TYPE 2 (для верхніх 3-їх молярів)
219	SDI-23/04/01	Елеватор з зубчиками TYPE 1 (для верхніх 3-їх молярів)
220	SDI-23/04/02	Елеватор з зубчиками TYPE 2 (для верхніх 3-їх молярів)
221	SDI-23/04/L	Кореневий елеватор з зубчиками (лівий)



ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ

222	SDI-23/04/R	Кореневий елеватор з зубчиками (правий)
223	SDI-23C/L	Елеватор Стугер (лівий)
224	SDI-23C/R	Елеватор Стугер (правий)
225	SDI-23B/l	Елеватор Weip великий
226	SDI-23B/m	Елеватор Weip середній
227	SDI-23B/s	Елеватор Weip малий
228	SDI-24/s/01	Люксатор прямий TYPE 1
229	SDI-24/s/02	Люксатор прямий TYPE 2
230	SDI-24/s/03	Люксатор прямий TYPE 3
231	SDI-24/c/01	Люксатор вигнутий TYPE 1
232	SDI-24/c/02	Люксатор вигнутий TYPE 2
233	SDI-24/c/03	Люксатор вигнутий TYPE 3
234	SDI-51/01	Ножиці TYPE 1
235	SDI-51/02	Ножиці TYPE 2
236	SDI-51/03	Ножиці TYPE 3
237	SDI-51/mi/01	Ножиці мікрохірургічні TYPE 1
238	SDI-51/mi/02	Ножиці мікрохірургічні TYPE 2
239	SDI-51/mi/03	Ножиці мікрохірургічні TYPE 3
240	SDI-51L/01	Ножиці Locklin TYPE 1
241	SDI-51L/02	Ножиці Locklin TYPE 2
242	SDI-51/02/01	Ножиці для шовного матеріалу TYPE 1
243	SDI-51/02/02	Ножиці для шовного матеріалу TYPE 2
244	SDI-51LG/01	Ножиці LaGrange TYPE 1
245	SDI-51LG/02	Ножиці LaGrange TYPE 2
246	SDI-51S/s	Ножиці Sullivan (прямі)
247	SDI-51GF/s/01	Ножиці Goldman-Fox TYPE 1 (прямі)
248	SDI-51GF/c/01	Ножиці Goldman-Fox TYPE 1 (вигнуті)
249	SDI-51GF/01	Ножиці Goldman-Fox TYPE 1
250	SDI-51GF/02	Ножиці Goldman-Fox TYPE 2
251	SDI-51I/s/01	Ножиці IrisTYPE 1 (прямі)
252	SDI-51I/s/02	Ножиці IrisTYPE 2 (прямі)
253	SDI-51I/c/01	Ножиці Castroviejo TYPE 3 (вигнуті)
254	SDI-51I/c/02	Ножиці Iris TYPE 2 (вигнуті)
255	SDI-51G/s/01	Ножиці General TYPE 1 (прямі)
256	SDI-51G/s/02	Ножиці General TYPE 2 (прямі)
257	SDI-51G/c/01	Ножиці General TYPE 1 (вигнуті)
258	SDI-51St/r	Ножиці Strabismus (прямі)
259	SDI-51K/01	Ножиці Kelly TYPE 1 (вигнуті)
260	SDI-51K/02	Ножиці KellyTYPE 2 (прямі)
261	SDI-51D/c/01	Ножиці Dean TYPE 1 (вигнуті)
262	SDI-51L/c/01	Ножиці Locklin TYPE 1 (вигнуті)
263	SDI-51L/c/02	Ножиці Locklin TYPE 2 (вигнуті)
264	SDI-51M/s/01	Ножиці MetzenbaumTYPE 1 (прямі)
265	SDI-51M/c/01	Ножиці Metzenbaum TYPE 1 (вигнуті)
266	SDI-51M/s/02	Ножиці MetzenbaumTYPE 2 (прямі)



ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ

267	SDI-51M/c/02	Ножиці Metzenbaum TYPE 2 (вигнуті)
268	SDI-51M/c/03	Ножиці Metzenbaum TYPE 3 (вигнуті)
269	SDI-51Q/125/c	Ножиці Quinby 12.5 см (cm) (вигнуті)
270	SDI-51D/165	Ножиці Dean 16.5 см (cm)
271	SDI-51Co/c	Ножиці Cortellini (вигнуті)
272	SDI-51C/01	Ножиці Castroviejo TYPE 1
273	SDI-51C/02	Ножиці Castroviejo TYPE 2
274	SDI-51C/c/01	Ножиці Castroviejo TYPE 1 (вигнуті)
275	SDI-51C/c/02	Ножиці Castroviejo TYPE 2 (вигнуті)
276	SDI-51C/c/03	Ножиці Castroviejo TYPE 3
277	SDI-26/01	Кістковий скребок Buser TYPE 1
278	SDI-26/02	Кістковий скребок Buser TYPE 2
279	SDI-26/03	Кістковий скребок Buser TYPE 3
280	SDI-26/04	Кістковий скребок Buser TYPE 4
281	SDI-26/05	Кістковий скребок Buser TYPE 5
282	SDI-26/06	Кістковий скребок Buser TYPE 6
283	SDI-27/GF/01	Ніж Goldman-Fox пародонтальний TYPE 1
284	SDI-27/GF/02	Ніж Goldman-Fox пародонтальний TYPE 2
285	SDI-27/GF/03	Ніж Goldman-Fox пародонтальний TYPE 3
286	SDI-27/GF/04	Ніж Goldman-Fox пародонтальний TYPE 4
287	SDI-27/K/01	Ніж Kirkland пародонтальний TYPE 1
288	SDI-27/K/02	Ніж Kirkland пародонтальний TYPE 2
289	SDI-27/O/01	Ніж Orban пародонтальний TYPE 1
290	SDI-27/O/02	Ніж Orban пародонтальний TYPE 2
291	SDI-27/AO/01	Ніж Allen / Orban пародонтальний TYPE 1
292	SDI-27/AO/02	Ніж Allen / Orban пародонтальний TYPE 2
293	SDI-27/01	Ніж пародонтальний TYPE 1
294	SDI-27/02	Ніж пародонтальний TYPE 2
295	SDI-27/A/01	Ніж Allen пародонтальний TYPE 1
296	SDI-27/A/02	Ніж Allen пародонтальний TYPE 2
297	SDI-28/01	Періотом для дистального відділу (двосторонній)
298	SDI-28/02	Періотом для фронтального відділу (двосторонній)
299	SDI-28/03	Періотом
300	SDI-28/04	Періотом
301	SDI-28/R/05	Періотом правий
302	SDI-28/L/06	Періотом лівий
303	SDI-28/s/07	Періотом прямий
304	SDI-28/c/08	Періотом вигнутий
305	SDI-20micro/01	Пінцет Мікро, 17 см (cm) TYPE 1 (анатомічний)
306	SDI-20micro/02	Пінцет Мікро з множинними зубцями, 17 см (cm) TYPE 2
307	SDI-20ST/a125/s	Пінцет Semkin-Taylor, 12.5 см (cm) (анатомічний, прямий)
308	SDI-20ST/a125/c	Пінцет Semkin-Taylor, 12.5 см (cm) (анатомічний, вигнутий)
309	SDI-20ST/125/s	Пінцет Semkin-Taylor 1 × 2, 12.5 см (cm) (хірургічний, прямий)
310	SDI-20ST/125/c	Пінцет Semkin-Taylor 1 × 2, 12.5 см (cm) (хірургічний, вигнутий)
311	SDI-20A/a120/01	Пінцет Adson, 12 см (cm) (анатомічний) TYPE 1
312	SDI-20A/a120/02	Пінцет Adson, 12 см (cm) (анатомічний) TYPE 2
313	SDI-20A/120/01	Пінцет Adson 1 × 2, 12 см (cm) TYPE 1

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ

314	SDI-20A/120/02	Пінцет Adson 1 × 2, 12 см (cm) TYPE 2
315	SDI-20A/150	Пінцет Adson 1 × 2, 15 см (cm)
316	SDI-20microA/120/s	Пінцет Adson Мікро 1 × 2, 12 см (cm) (хірургічний, прямий)
317	SDI-20AB/120/s	Пінцет Adson-Brown 7 × 7, 12 см (cm) (хірургічний, прямий)
318	SDI-20AB/120/c	Пінцет Adson-Brown 7 × 7, 12 см (cm) (хірургічний, вигнутий)
319	SDI-20F/150/01	Пінцет Fox 3 × 3, 15 см (cm) TYPE 1 (хірургічний)
320	SDI-20F/150/02	Пінцет Fox 3 × 3, 15 TYPE 2 (хірургічний)
321	SDI-20AB/120/07	Пінцет Adson-Brown 7 × 7, 12 см (cm) (хірургічний)
322	SDI-20G/a180	Пінцет Gerald, 18 см (cm) (анатомічний)
323	SDI-20G/180	Пінцет Gerald 1 × 2, 18 см (cm) (хірургічний)
324	SDI-20Cu/180/s	Пінцет Cushing, 18 см (cm) (анатомічний, прямий)
325	SDI-20Cu/180/c	Пінцет Cushing, 18 см (cm) (анатомічний, вигнутий)
326	SDI-20Cu/190	Пінцет Cushing, 19 см (cm) (байонетний)
327	SDI-20Gen/a150	Пінцет General, 15 см (cm) (анатомічний)
328	SDI-20Gen/150	Пінцет General 1 × 2, 15 см (cm) (хірургічний)
329	SDI-20PS/a180	Пінцет Potts-Smith, 18 см (cm) (анатомічний)
330	SDI-20DB/150	Пінцет DeBakey комбінований, 15 см (cm)
331	SDI-20DB/190	Пінцет DeBakey комбінований, 19 см (cm)
332	SDI-20micro/a180/t	Пінцет Мікро титановий, гладкі щічки 18 см (cm) (анатомічний, прямий)
333	SDI-20micro/180/t	Пінцет Мікро титановий 1 × 2, щічки з алмазним напиленням, 18 см (cm) (вигнутий)
334	SDI-20micro/a180/s	Пінцет Мікро, щічки з алмазним напиленням, 18 см (cm) (анатомічний, прямий)
335	SDI-20micro/180/c	Пінцет Мікро, з зубцями 1 × 2, щічки з алмазним напиленням, 18 см (cm) (вигнутий)
336	SDI-20G/a180/s	Пінцет Gerald, 18 см (cm) (анатомічний, прямий)
337	SDI-20G/a180/c	Пінцет Gerald, 18 см (cm) (анатомічний, вигнутий)
338	SDI-20G/205/s	Пінцет Gerald 1 × 2, 20.5 см (cm) (хірургічний, прямий)
339	SDI-20G/180/c	Пінцет Gerald 1 × 2, 18 см (cm) (хірургічний, вигнутий)
340	SDI-20KN/125/c	Пінцет Kramer-Nevis 1 × 2, 12.5 см (cm) (хірургічний, вигнутий)
341	SDI-20microSh/180/s	Пінцет Schlee Мікро, гладкі щічки, 18 см (cm) (анатомічний, прямий)
342	SDI-20micro/180/c	Пінцет Мікро, з множинними зубцями, 18 см (cm), вигнутий під 45 °
343	SDI-20micro/180/s	Пінцет Мікро, з множинними зубцями, 18 см (cm), прямий
344	SDI-20micro/180/s/t	Пінцет Мікро титановий 1 × 2, щічки з алмазним напиленням, 18 см (cm) (прямий)
345	SDI-29/M	Распатор Molt
346	SDI-29/A/01	Распатор Allen TYPE 1
347	SDI-29/A/02	Распатор Allen TYPE 2
348	SDI-29/B	Распатор Buser
349	SDI-29/P	Распатор Prichard
350	SDI-29/KN	Распатор Kramer-Nevis
351	SDI-29/F	Распатор Freer
352	SDI-29/Pal	Распатор Palti
353	SDI-29/Mem	Распатор Memmingen
354	SDI-29/t/01	Тунельний распатор TYPE 1
355	SDI-29/t/02	Тунельний распатор TYPE 2
356	SDI-12s/P/01	Кюрета хірургічна Prichard TYPE 1
357	SDI-12s/K/01	Кюрета хірургічна Kramer TYPE 1
358	SDI-12s/K/02	Кюрета хірургічна Kramer TYPE 2



ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ

359	SDI-12s/K/03	Кюрета хірургічна Kramer TYPE 3
360	SDI-12s/01	Кюрета хірургічна TYPE 1
361	SDI-12s/02	Кюрета хірургічна TYPE 2
362	SDI-12s-L/20	Кюретажна ложка Lucas 2 мм (mm)
363	SDI-12s-L/25	Кюретажна ложка Lucas 2.5 мм (mm)
364	SDI-12s-L/28	Кюретажна ложка Lucas 2.8 мм (mm)
365	SDI-12s-L/35	Кюретажна ложка Lucas 3.5 мм (mm)
366	SDI-12s-L/47	Кюретажна ложка Lucas 4.7 мм (mm)
367	SDI-12s-M/29-20	Кюретажна ложка Miller 2.9 мм (mm) / 2 мм (mm)
368	SDI-12s-M/36	Кюретажна ложка Miller 3.6 мм (mm)
369	SDI-12s-M/42	Кюретажна ложка Miller 4.2 мм (mm)
370	SDI-12s-Mo/35	Кюретажна ложка Molt 3.5 мм (mm)
371	SDI-12s-Mo/70-35	Кюретажна ложка Molt 7 мм (mm) / 3.5 мм (mm)
372	SDI-12s-Mo/70-35	Кюретажна ложка Molt 7мм (mm) / 3.5 мм (mm)
373	SDI-12s-Mo/70	Кюретажна ложка Molt 7 мм (mm)
374	SDI-12s-M/34	Кюретажна ложка Miller 3.4 мм (mm)
375	SDI-12s-M/28-34	Кюретажна ложка Miller 2.8 мм (mm) / 3.4 мм (mm)
376	SDI-13/KN/01	Інструмент для синус-ліфтингу Kramer-Nevis TYPE 1
377	SDI-13/KN/02	Інструмент для синус-ліфтингу Kramer-Nevis TYPE 2
378	SDI-13/01	Інструмент для синус-ліфтингу TYPE 1
379	SDI-13/02	Інструмент для синус-ліфтингу TYPE 2
380	SDI-13/03	Інструмент для синус-ліфтингу TYPE 3
381	SDI-13/04	Інструмент для синус-ліфтингу TYPE 4
382	SDI-14/01	Інструмент для тунелювання TYPE 1
383	SDI-14/02	Інструмент для тунелювання TYPE 2
384	SDI-14/03	Інструмент для тунелювання TYPE 3
385	SDI-14/04	Інструмент для тунелювання TYPE 4
386	SDI-54K/01	Щипці хірургічні для видалення верхніх різців та іклів у дітей 115 мм (mm)
387	SDI-54K/02	Щипці хірургічні для видалення верхніх премолярів у дітей 110 мм (mm)
388	SDI-54K/03	Щипці хірургічні для видалення верхніх молярів у дітей 120 мм (mm)
389	SDI-54K/04	Щипці хірургічні для видалення нижніх різців та іклів у дітей 110 мм (mm)
390	SDI-54K/05	Щипці хірургічні для видалення нижніх молярів і премолярів у дітей 110 мм (mm)
391	SDI-54K/06	Щипці хірургічні для видалення нижніх коренів у дітей 110 мм (mm)
392	SDI-54U/01	Щипці хірургічні для фронтальних зубів (верхня щелепа)
393	SDI-54U/02	Щипці хірургічні для премолярів і різців (верхня щелепа)
394	SDI-54U/03	Щипці хірургічні для премолярів (верхня щелепа)
395	SDI-54U/04	Щипці хірургічні для різців, іклів, премолярів та їх коренів (верхня щелепа)
396	SDI-54U/05	Щипці хірургічні для правих молярів (верхня щелепа)
397	SDI-54U/06	Щипці хірургічні для лівих молярів (верхня щелепа)
398	SDI-54U/07	Щипці хірургічні для різців, іклів, премолярів та їх коренів (верхня щелепа)
399	SDI-54U/08	Щипці хірургічні для 1,2,3 молярів (верхня щелепа)
400	SDI-54U/09	Щипці хірургічні для 3-їх молярів (верхня щелепа)
401	SDI-54U/10	Щипці хірургічні для різців, іклів, премолярів і молярів (верхня щелепа)
402	SDI-54D/01	Щипці хірургічні для різців та іклів (нижня щелепа)
403	SDI-54D/02	Щипці хірургічні для премолярів і різців (нижня щелепа)

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ		
404	SDI-54D/03	Щипці хірургічні для премолярів (нижня щелепа)
405	SDI-54D/04	Щипці хірургічні для молярів (нижня щелепа)
406	SDI-54D/05	Щипці хірургічні для 1, 2, 3 молярів (нижня щелепа)
407	SDI-54D/06	Щипці хірургічні для 3-їх молярів (нижня щелепа)
408	SDI-54S/01	Щипці хірургічні для верхніх різців (атравматичні)
409	SDI-54S/02	Щипці хірургічні Апікальні, для верхніх різців (атравматичні)
410	SDI-54S/03	Щипці хірургічні для верхніх іклів і премолярів (атравматичні)
411	SDI-54S/04	Щипці хірургічні для верхніх іклів і премолярів (атравматичні)
412	SDI-54S/05	Щипці хірургічні Апікальні, для верхніх іклів і премолярів (атравматичні)
413	SDI-54S/01/01	Щипці хірургічні з насічками, для верхніх коренів
414	SDI-54S/01/02	Щипці хірургічні для нижніх різців
415	SDI-54S/01/03	Щипці хірургічні Апікальні, для нижніх премолярів, різців
416	SDI-54S/01/04	Щипці хірургічні для нижніх премолярів
417	SDI-54S/01/05	Щипці хірургічні для верхніх молярів
418	SDI-54S/01/06	Щипці хірургічні для нижніх молярів
419	SDI-54S/01/07	Щипці хірургічні для нижніх молярів
420	SDI-54S/01/08	Щипці хірургічні для нижніх молярів
421	SDI-54S/01/09	Щипці хірургічні з насічками, для нижніх коренів
422	SDI-54R/02/01	Щипці хірургічні кореневі, для верхніх коренів, їх фрагментів та скупчених різців
423	SDI-54R/02/02	Щипці хірургічні кореневі, для верхніх і нижніх коренів та їх фрагментів
424	SDI-54R/02/03	Щипці хірургічні кореневі, з зубчиками, для верхніх коренів
425	SDI-54R/02/04	Щипці хірургічні кореневі, з зубчиками, для нижніх коренів
426	SDI-54R/02/05	Щипці хірургічні кореневі, з зубчиками, європейський стиль, для нижніх коренів
427	SDI-54R/02/06	Щипці хірургічні кореневі, з зубчиками, для нижніх коренів
428	SDI-54R/02/07	Щипці хірургічні кореневі, з зубчиками, для верхніх коренів
429	SDI-54R/02/08	Щипці хірургічні кореневі, з зубчиками, для видалення верхніх коренів
430	SDI-54R/02/09	Щипці хірургічні кореневі, з зубчиками, для нижніх коренів
431	SDI-54R/02/10	Щипці хірургічні кореневі, з зубчиками, вузькі щічки, для нижніх коренів
432	SDI-54R/02/11	Щипці хірургічні кореневі, з зубчиками, для видалення верхніх коренів
433	SDI-54R/02/12	Щипці хірургічні кореневі, з зубчиками, для видалення нижніх коренів
434	SDI-100	Інструмент для розміщення мембрани
435	TDI-Rest	Набір для реставрації
436	TDI-Ther	Набір інструментів для терапії
437	TDI-Dent/01	Набір стоматологічних інструментів TYPE 1
438	TDI-Dent/02	Набір стоматологічних інструментів TYPE 2

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 5147 від 21.10.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)